

**Instrucciones de uso**  
**Por favor lea esta información con atención.**  
**Le será útil para aplicar Vita-POS® correctamente.**

## **Vita-POS®**

**Retinol palmitato**

**Para la mejora de la película lagrimal y la protección de la superficie ocular**  
**Pomada oftálmica con vitamina A**  
**Sin conservantes**

### **¿Qué es Vita-POS®?**

Vita-POS® es una pomada oftálmica estéril con vitamina A que contiene 250 U.I. de retinol palmitato/g (vitamina A), parafina líquida, parafina líquida ligera, lanolina y vaselina blanca suave. Cada tubo contiene 5 g.

### **¿Para qué se usa Vita-POS®?**

Vita-POS® mejora la película lagrimal y protege la superficie ocular.

Vita-POS® es una pomada oftálmica especialmente suave y lisa que se extiende muy bien por la superficie ocular. La vitamina A contenida es un componente fisiológico de la película lagrimal, que contribuye a que la pomada se asocie bien con las lágrimas y por lo tanto, se consiga una buena tolerancia. Vita-POS® alivia la sensación de picor, ojos secos o cansados. Los párpados se deslizan fácilmente sobre la superficie de la córnea y la conjuntiva.

### **¿Cuándo debe usarse Vita-POS®?**

Ojos secos, escozor o picor con sensación de cuerpo extraño son síntomas provocados por el viento, el frío, la radiación solar intensa, el humo del tabaco o la estancia en habitaciones, automóviles o aviones con aire acondicionado. También fijar la vista, por ejemplo al trabajar frente al ordenador, mirar la televisión o conducir de noche, podría ocasionar estos síntomas. Si utiliza lentes de contacto, el riesgo de que aparezcan estas afecciones oculares es aún mayor.

Vita-POS® alivia estos síntomas formando una película protectora en los ojos de larga duración. La consistencia oleosa de la pomada produce una ligera deficiencia de la visión. Es recomendable aplicarse Vita-POS® preferentemente antes de acostarse. Mediante el uso de Vita-POS®, se pueden prevenir posibles molestias al abrir los ojos por la mañana.

### **¿Cómo debe aplicarse Vita-POS®?**

Utilice Vita-POS® sólo si el precinto de la caja está intacto antes del primer uso. Durante la aplicación, evite el contacto de la cánula del tubo con el ojo o la piel.

Desenrosque el tapón protector.



Incline la cabeza hacia atrás y tire suavemente del párpado inferior con el dedo.

Con la otra mano mantenga el tubo en posición vertical por encima del ojo y aplique la pomada en el espacio entre el ojo y el párpado inferior apretando suavemente el tubo.

Cierre el ojo suavemente y luego parpadee con normalidad.

Vuelva a colocar el tapón en el tubo.

## Otras indicaciones a tener en cuenta en la aplicación

Si se aplica VitA-POS® durante el día, su visión puede verse alterada durante unos segundos debido a la consistencia oleosa de la pomada. En ese caso, no conduzca, no utilice maquinaria ni trabaje sin una base estable.

No debe utilizarse VitA-POS® con lentes de contacto.

No debe aplicarse VitA-POS® simultáneamente con otros medicamentos oftálmicos. Si fuera necesario hacerlo, VitA-POS® debería ser aplicado 30 minutos después de la aplicación del otro medicamento oftálmico.

Por favor, extraiga la pomada presionando suavemente el tubo.

VitA-POS® puede aplicarse también en niños y mujeres embarazadas o en período de lactancia.

Cada envase de VitA-POS® debe ser utilizado por una única persona.

En casos muy raros se han descrito reacciones de hipersensibilidad como enrojecimiento, quemazón, picor en los ojos o lagrimeo excesivo, que mejoran inmediatamente tras la supresión del uso de VitA-POS®.

### ¿Con qué frecuencia y durante cuánto tiempo puede aplicarse VitA-POS®?

La frecuencia de aplicación depende de sus molestias y hábitos personales. VitA-POS® puede usarse adicionalmente a los colirios lubricantes y se usa una vez al día antes de acostarse. En casos más graves de sequedad ocular aplique VitA-POS® tres veces al día. Si fuera necesario utilizar VitA-POS® más a menudo consulte a su oftalmólogo.

La frecuencia de uso de VitA-POS® no está limitada.

### ¿Cuándo no debe aplicarse VitA-POS®?

VitA-POS® no debería aplicarse en casos de hipersensibilidad a alguno de sus componentes. No debería aplicarse VitA-POS® con lentes de contacto.

### Indicaciones para la conservación de VitA-POS®

Conservar a temperatura ambiente (15 a 25°C).

VitA-POS® puede aplicarse hasta 6 meses después de su apertura.

No aplicar VitA-POS® después de la fecha de caducidad.

### Mantener fuera del alcance de los niños.

### Fecha de la información:

11/2016

### Fabricante ( ):

URSAPHARM

Industriestraße, 66129 Saarbrücken – Alemania

Tel.: 06805/9292-0, Fax: 06805/9292-88

e-mail: info@ursapharm.de, www.ursapharm.de

### Distribuidor:

BRILL PHARMA, S.L.

Munner, 10

08022 Barcelona

Tel.: +34 934 170 911

 0344

STERILE A

