

Instrucciones de uso

Por favor lea esta información con atención. Le será útil para aplicar VitA POS® correctamente.

VitA POS®

Retinol palmitato

Para la mejora de la película lagrimal y la protección de la superficie ocular
Pomada oftálmica con vitamina A
Sin conservantes



¿Qué es VitA POS®?

VitA POS® es una pomada estéril para uso ocular.

Composición:

1 g de VitA POS® contiene 250 U.I. de retinol palmitato (vitamina A), parafina líquida, parafina líquida ligera, lanolina y vaselina blanca suave.

Cada tubo contiene 5 g de pomada oftálmica.

¿Para qué se usa VitA POS®?

VitA POS® mejora la película lagrimal y protege la superficie ocular.

VitA POS® es una pomada oftálmica especialmente suave y fluida que se extiende muy bien sobre la superficie ocular. La vitamina A es un componente natural de la película lagrimal, lo que permite que la pomada se mezcle bien con las lágrimas y sea bien tolerada. VitA POS® alivia la sensación de ardor en los ojos secos o fatigados. Los párpados se deslizan fácilmente sobre la superficie de la córnea y la conjuntiva.

¿Cuándo debe usarse VitA POS®?

Factores ambientales como el viento, el frío o la radiación solar intensa, así como el humo del tabaco o permanecer en habitaciones, automóviles o aviones con aire acondicionado, pueden causar sequedad o picor en los ojos, con sensación de cuerpo extraño. Realizar un esfuerzo visual prolongado (lectura, uso de ordenadores o pantallas, conducción nocturna) también puede causar estos síntomas. Si utiliza lentes de contacto, el riesgo de que aparezcan estas afecciones oculares es aún mayor.

VitA POS® alivia estos síntomas formando una película protectora de larga duración en los ojos. La consistencia oleosa de la pomada produce una ligera alteración de la visión. Por lo tanto, es recomendable aplicarse VitA POS® antes de acostarse. Mediante el uso de VitA POS®, se pueden prevenir las posibles molestias al abrir los ojos por la mañana.

¿Cómo debe aplicarse VitA POS®?

Durante la aplicación, evite el contacto de la cánula del tubo con el ojo o la piel.

Utilice VitA POS® sólo si el precinto de la caja está intacto antes del primer uso (☞).

Desenrosque el tapón protector.



Incline la cabeza hacia atrás y tire suavemente del párpado inferior con el dedo.

Con la otra mano mantenga el tubo en posición vertical por encima del ojo y aplique la pomada en el espacio entre el ojo y el párpado inferior apretando suavemente el tubo.

Cierre el ojo suavemente y luego parpadee con normalidad.

Vuelva a colocar el tapón en el tubo.

Distribuidor: BRILL PHARMA, S.L.
C/ Munner, 10 - 08022 Barcelona (España)
Tel.: + 34 934 170 911

Brillpharma

Otras indicaciones a tener en cuenta en la aplicación

Si se aplica VitA POS® durante el día, su visión puede verse alterada durante unos segundos debido a la consistencia oleosa de la pomada. Por lo tanto, no conduzca, no utilice maquinaria ni trabaje sin una base estable.

No debe aplicarse VitA POS® simultáneamente con otros medicamentos oftálmicos. Si fuera necesario hacerlo, VitA POS® se debería aplicar 30 minutos después de la aplicación del otro medicamento oftálmico.

Extraiga la pomada presionando suavemente el tubo sin doblarlo ni enrollarlo.

En base al conocimiento existente, VitA POS® puede aplicarse también en niños y en mujeres embarazadas o en periodo de lactancia.

Cada envase de VitA POS® debe ser utilizado por una única persona.

En casos muy raros se han descrito reacciones de hipersensibilidad como enrojecimiento, quemazón o picor en los ojos o lagrimeo excesivo, que mejoran inmediatamente tras la supresión del uso de VitA POS®.

¿Con qué frecuencia y durante cuánto tiempo puede aplicarse VitA POS®?

La frecuencia de aplicación depende de sus molestias y hábitos personales. VitA POS® puede usarse adicionalmente a los colirios lubricantes y se usa una vez al día antes de acostarse. En casos más severos de sequedad ocular aplique VitA POS® tres veces al día. Si fuera necesario utilizar VitA POS® más a menudo consulte a su oftalmólogo.


La duración del tratamiento no está limitada.

¿Cuándo no debe aplicarse VitA POS®?

VitA POS® no debería aplicarse en casos de hipersensibilidad a alguno de sus componentes. VitA POS® no debería aplicarse con lentes de contacto.

VitA POS® no debería aplicarse después de intervenciones quirúrgicas oftálmicas ni en caso de lesiones agudas en el ojo, ya que no existen estudios clínicos al respecto.

Indicaciones para la conservación de VitA POS®

No conservar a temperatura superior a 25°C ( 25 °C).

VitA POS® puede aplicarse hasta 6 meses después de su apertura.

No aplicar VitA POS® después de la fecha de caducidad.

Mantener fuera del alcance y de la vista de los niños.

Fecha de la información:

Abril 2019

Fabricante ():

URSAPHARM Arzneimittel GmbH
Industriestraße 35
66129 Saarbrücken (Alemania)

Distribuidor:

BRILL PHARMA, S.L.
C/ Munner, 10
08022 Barcelona (España)

 0344

Producto Sanitario

STERILE A

